

Pedigree

VALIDATED v. ALTAZAZZLE
TWITTA VG-88

MUSA v. RESOLVE
TWERKA GP-82
1. 305 9.769 4,16 406 3,63 355

REDROCK KLUTCH
TWISTER VG-88

Gesamtzuchtwert

ISET 1494

Leistung	Si. 72%	IPL 135
Milch		+697
Fett %		+0,52
Fett kg		+75
Eiweiß %		+0,29
Eiweiß kg		+49

Funktionalität

IFF 133

Zellzahl	116
Mastitisresistenz	104
Nutzungsdauer	119
Töchterfruchtbarkeit	129
Persistenz	109
Melkbarkeit	119
Geburtsverlauf direkt	123
Geburtsverlauf maternal	120

Exterieur

ITP 116

Format-Kapazität	110
Becken	112
Gliedmaßen	104
Euter	113



Alpview Tudor

Tudor ist ein Sohn des AltaZazzle-Sohnes Validated und bringt somit auf der Vaterseite eine deutlich abweichende Blutführung mit. In der Mutterlinie dominiert die Zuchtlegende Mogul über seine Söhne und Enkel, sodass Tudor auf alle Pedigrees, die weniger Mogul-Blut führen, breit angepaart werden kann. Das Vererbungsprofil weist Tudor als überragenden Vererber von Inhaltsstoffprozenten aus, der auch mit sehr guter Fruchtbarkeit, hervorragender Melkbarkeit bei niedrigen Zellzahlen und einem hohen BCS-Wert überzeugt. Im Exterieur verspricht Tudor mittelgroße Tiere mit sehr viel Breite von der Brust bis zum leicht abfallenden Becken. Die Neigung zu steileren Hinterbeinen sollte bei der Anpaarung beachtet werden. Die hoch und breit aufgehängten Euter verfügen über etwas längere, optimal platzierte Striche. Der Geburtsverlauf weist Tudor als Bullen aus, der sehr gut auf Färsen angepaart werden kann.



6M: Kellercrest Manoman Lacy VG-85

Linear

Merkmal	ZW	Tendenz	88	112	124	Tendenz
Größe	104	klein				groß
Höhe Vorhand	102	tief				hoch
Brustbreite	116	schmal				breit
Körpertiefe	100	wenig				viel
Rippenstruktur	111	flach				gewölbt
Beckenneigung	102	ansteigend				abfallend
Beckenbreite	112	schmal				breit
Knochenbau	103	wenig				viel
Hinterbeinwinkelung	80	steil				gewinkelt
Hinterbeinstellung	102	nach außen				parallel
Bewegung	101	schlecht				gut
Fußwinkel	105	flach				hoch
Trachtenhöhe	110	wenig				viel
Hintereuterhöhe	115	tief				hoch
Hintereuterbreite	119	schmal				breit
Eutertiefe	105	tief				hoch
Zentralband	94	schwach				stark
Zitzenverteilung vorn	107	außen				innen
Zitzenverteilung hinten	107	außen				innen
Zitzenlänge	107	kurz				lang